



METANUTRIC - GLUCIHEEP

Control de glicemia e infusión de insulina - UCI HEEP

GUÍA RÁPIDA

Paso a paso para ingresar datos y obtener recomendaciones.



Inicio

Nueva
evaluación



Algoritmos

Ver algoritmos
y criterios



Ver protocolo

Ver el protocolo
completo



Cerrar Sesión

Salir del
sistema

METANUTRIC - GLUCIHEEP

Inicio Algoritmos Ver protocolo Cerrar Sesión

Control de glicemia e infusión de insulina - UCI HEEP

Ingresar datos

Completa los campos para obtener una orientación clínica inicial.

Glicemia actual

185

Evaluar

Consultar tabla de algoritmos

1 INGRESAR GLICEMIA ACTUAL

Control de glicemia e infusión de insulina - UCI HEEP

Ingresar datos

Completa los campos para obtener una orientación clínica inicial.

Glicemia actual

185

Evaluar

Consultar tabla de algoritmos



Escribí solo
el número.
Sin unidades
ni texto.

Ejemplo:
185

2 PRESIONAR EVALUAR

Control de glicemia e infusión de insulina - UCI HEEP

Ingresar datos

Completa los campos para obtener una orientación clínica inicial.

Glicemia actual

185

Evaluar

Consultar tabla de algoritmos



Hacé clic en
Evaluar
o presioná
ENTER.



Importante: según el valor ingresado, el sistema puede solicitar información adicional.
No siempre aparecen todos los campos.

3 ¿INFUSIÓN ACTIVA DE INSULINA?

Este campo puede aparecer en algunos casos.

Control de glicemia e infusión de insulina - UCI HEEP

Ingresar datos

Completa los campos para obtener una orientación clínica inicial.

Glicemia actual

185

¿Infusión activa de insulina?

☒ Sí ☐ No

Evaluar

Consultar tabla de algoritmos



Seleccioná
Sí o No
según
corresponda.

4 ¿QUÉ ALGORITMO ESTÁ EN USO?

Este campo puede aparecer en algunos casos.

Control de glicemia e infusión de insulina - UCI HEEP

Glicemia actual

Glicemia actual

185

¿Infusión activa de insulina?

☒ Sí ☐ No

¿Algoritmo en uso?

☐ Algoritmo 1 ☐ Algoritmo 2

Evaluar

Consultar tabla de algoritmos



Elegí el
algoritmo
correcto.

5 GLICEMIAS PREVIAS

Este campo puede aparecer en algunos casos.

Control de glicemia e infusión de insulina - UCI HEEP

Glicemia actual

185

¿Infusión activa de insulina?

☒ Sí ☐ No

¿Algoritmo en uso?

☐ Algoritmo 1 ☐ Algoritmo 2

Glicemia previa (última para evaluar tendencia)

160

Glicemia anterior

150



Cargá las
glicemias
previa y
anterior.

Orden:
1. Anterior
2. Previa
3. Actual

6 OBTENER RESULTADO

El sistema muestra la recomendación según protocolo.

Resultado de la evaluación

Categoría

Hiper glucemia moderada

Conducta inmediata

Iniciar o ajustar infusión de insulina.

Terapia / Tasa de infusión

Iniciar insulina a 2 U/h según protocolo.

Próximo control

Recontrolar en 1 hora.



Leé toda la
recomendación
antes de
actuar.

7 ALGORITMOS

Consulta la tabla de algoritmos y criterios.

Control de glicemia e infusión de insulina - UCI HEEP

Ingresar datos

Completa los campos para obtener una orientación clínica inicial.

Glicemia actual

Ej: 185

Evaluar

Consultar tabla de algoritmos



Hacé clic en el botón **CONSULTAR TABLA DE ALGORITMOS** para ver los algoritmos, rangos objetivo y criterios de ajuste utilizados por el sistema. Esta información explica en qué se basan las recomendaciones generadas.

8 PROTOCOLO

Consultá el protocolo completo del servicio.

METANUTRIC - GLUCIHEEP

Inicio Algoritmos Ver protocolo Cerrar Sesión

Control de glicemia e infusión de insulina - UCI HEEP

Ingresar datos

Completa los campos para obtener una orientación clínica inicial.

Glicemia actual

185

Evaluar



Hacé clic en el botón **VER PROTOCOLO** para acceder al documento completo con el procedimiento detallado del servicio. Asegurate de conocerlo y seguirlo correctamente.



RECORDÁ SIEMPRE

Verificá los datos
antes de evaluar.

El sistema orienta,
no reemplaza tu
criterio clínico.

No dejes sesiones
abiertas en equipos
compartidos.

Ante dudas, consultá
el protocolo o al
equipo médico.

Registrá incidencias
según procedimiento
institucional.